



Catalogo de Producto




NAGÔR™
EUROSILICONE™
Powered by:



GC Aesthetics™

GCA *en el mundo.*



Somos líderes en el mercado de implantes y contamos con más de 2 millones de mujeres que depositan su confianza en nuestra empresa y en nuestros productos. Entendemos y operamos en más de 70 países de todo el mundo.

We care...

De las mujeres

El empoderamiento real surge cuando una mujer toma una decisión que le cambia la vida. En GC Aesthetics creemos en facilitar a nuestros pacientes las herramientas que necesitan para ayudarles a tomar esta decisión.

De los profesionales

Para impulsar el crecimiento y la reputación de nuestra empresa confiamos en el equipo que contribuye a que esto sea posible. Creemos que el éxito reside en las capacidades y habilidades de nuestro equipo.

De la sociedad

Una mujer que tiene capacidad para superar sus miedos y dudas es una inspiración para todos nosotros. Romper estas barreras es un logro para todas las mujeres de todos los rincones del mundo.

www.gcaesthetics.com



Inscrita en Irlanda con el número 450181. Domicilio social: Suite 601, Q House, Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublín 18, Irlanda.





Dándole opciones
para cada tipo
de mujer.



NAGÔR EUROSILICONE®


Round Collection™

by EUROSILICONE®


Cristalline Paragel

Natural Cohesive and
Microtextured



ES 802N Medium Profile	ES 805N Medium - Extra High	ES 810N High Profile	ES 812N Extra High Profile
			





ES 802N / ES 805N		Medium – Extra High Profile		
Product Code	Diameter (cm)	Projection (cm)	Volume (g/cc)	LVC (cm)
802100N	8.5	2.8	100	5.6
802120N	9.0	2.9	120	5.9
802140N	9.3	3.2	140	6.2
805170N	9.9	3.4	170	6.6
805195N	10.5	3.5	195	6.9
805215N	10.6	3.7	215	7.1
805240N	11.4	3.7	240	7.5
805265N	11.4	3.9	265	7.6
805290N	11.8	4.0	290	7.8
805310N	12.0	4.1	310	8.0
805335N	12.1	4.3	335	8.2
805360N	12.5	4.4	360	8.4



ES 810N		High Profile		
Product Code	Diameter (cm)	Projection (cm)	Volume (g/cc)	LVC (cm)
810155N	9.0	3.6	155	6.4
810180N	9.5	3.8	180	6.8
810215N	10.0	4.0	215	7.1
810240N	10.3	4.2	240	7.4
810265N	10.6	4.4	265	7.7
810295N	10.9	4.6	295	7.9
810320N	11.2	4.8	320	8.2
810350N	11.5	5.0	350	8.5
810390N	12.0	5.2	390	8.8
810435N	12.5	5.4	435	9.2
810500N	13.0	5.8	500	9.7





ES 812N		Extra High Profile		
Product Code	Diameter (cm)	Projection (cm)	Volume (g/cc)	LVC (cm)
812180N	9.1	4.3	180	7.0
812200N	9.4	4.3	200	7.1
812220N	9.7	4.4	220	7.3
812240N	10.2	4.4	240	7.5
812260N	10.4	4.5	260	7.6
812280N	10.6	4.7	280	7.9
812300N	10.8	4.9	300	8.1
812325N	11.0	5.1	325	8.3
812350N	11.3	5.1	350	8.4
812375N	11.6	5.2	375	8.6
812400N	11.8	5.5	400	9.0
812450N	12.1	5.7	450	9.2
812500N	12.3	6.1	500	9.6
812550N	12.5	6.4	550	9.9

IMPLEO Smooth™

by NAGÔR®

Soft Cohesive and Smooth




**ES 261**

Product Code	Base Width (cm)	Anterior Proj. (cm)	Volume (g/cc)	LVC (cm)
261100	8.5	2.8	100	5.6
261120	9.0	2.9	120	5.9
261140	9.3	3.2	140	6.2

IMP-SMR**Moderate Profile**


Product Code	Base Width (cm)	Anterior Proj. (cm)	Volume (g/cc)	LVC (cm)
IMP-SMR 150	9.4	3.4	165	6.5
IMP-SMR 180	10.0	3.5	190	6.8
IMP-SMR 210	10.5	3.6	220	7.1
IMP-SMR 240	11.0	3.9	255	7.4
IMP-SMR 270	11.2	4.1	278	7.7
IMP-SMR 300	11.6	4.2	300	7.9
IMP-SMR 330	12.0	4.3	340	8.1
IMP-SMR 360	12.3	4.4	365	8.3
IMP-SMR 390	12.7	4.4	390	8.5
IMP-SMR 420	13.1	4.6	430	8.8
IMP-SMR 460	13.6	4.7	480	9.1

**ES 28**

Product Code	Base Width (cm)	Anterior Proj. (cm)	Volume (g/cc)	LVC (cm)
28120	8.9	2.8	120	5.8
28140	8.8	3.2	140	6.0

IMP-SHR**High Profile**

Product Code	Base Width (cm)	Anterior Proj. (cm)	Volume (g/cc)	LVC (cm)
IMP-SHR 150	8.4	4.0	150	6.5
IMP-SHR 180	8.9	4.2	180	6.8
IMP-SHR 210	9.5	4.2	210	7.1
IMP-SHR 240	10.0	4.4	240	7.4
IMP-SHR 270	10.2	4.8	270	7.8
IMP-SHR 300	10.7	4.9	300	8.1
IMP-SHR 330	11.2	4.9	330	8.3
IMP-SHR 360	11.6	5.0	360	8.5
IMP-SHR 390	11.8	5.1	375	8.6
IMP-SHR 420	12.4	5.1	425	8.9
IMP-SHR 460	12.7	5.4	460	9.2
IMP-SHR 520	12.9	5.6	505	9.4
IMP-SHR 560	13.3	5.7	550	9.7










**IMP-SEHR****Extra High Profile**

Product Code	Base Width (cm)	Anterior Proj. (cm)	Volume (g/cc)	LVC (cm)
IMP-SEHR 180	8.4	4.6	180	7.0
IMP-SEHR 210	9.0	4.8	210	7.3
IMP-SEHR 240	9.4	4.8	235	7.5
IMP-SEHR 270	9.8	4.9	260	7.7
IMP-SEHR 300	10.4	5.0	291	8.1
IMP-SEHR 330	10.9	5.2	332	8.4
IMP-SEHR 360	11.2	5.4	360	8.7
IMP-SEHR 390	11.5	5.5	400	8.9
IMP-SEHR 420	11.9	5.6	435	9.1
IMP-SEHR 460	12.2	5.8	460	9.3
IMP-SEHR 520	12.6	6.1	520	9.7
IMP-SEHR 560	13.0	6.4	575	10.2

CoGel

by **NAGÔR®**

Designed for
Performance

HEIGHT	FULL	XF1 (F) Full Height (1) Low Projection	XF2 (F) Full Height (2) Moderate Projection	XF3 (F) Full Height (3) High Projection	
					
		XM1 (M) Moderate Height (1) Low Projection	XM2 (M) Moderate Height (2) Moderate Projection	XM3 (M) Moderate Height (3) High Projection	
					
XL1 (L) Low Height (1) Low Projection		XL2 (L) Low Height (2) Moderate Projection	XL3 (L) Low Height (3) High Projection		
					
	LOW	PROJECTION			HIGH

 WIDTH / HEIGHT	 PROJECTION / ARC	 LVC
---	---	--

XM1 (M) Moderate Height (1) Low Projection						
Product Code	Base Width (cm)	Height (cm)	Anterior Proj. (cm)	Arc Lgth. (cm)	Volume (g)	LVC (cm)
XM1-135	10.0	9.5	3.2	4.6	135	7.0
XM1-155	10.5	10.0	3.4	4.9	155	7.4
XM1-185	11.0	10.5	3.6	5.1	185	7.8
XM1-215	11.5	11.0	3.8	5.4	215	8.2
XM1-250	12.0	11.5	4.0	5.7	250	8.6
XM1-275	12.5	12.0	4.2	5.9	275	9.0
XM1-325	13.0	12.5	4.4	6.2	325	9.4
XM1-360	13.5	13.0	4.6	6.4	360	9.8
XM1-410	14.0	13.5	4.8	6.7	410	10.2

XM2 (M) Moderate Height (2) Moderate Projection						
Product Code	Base Width (cm)	Height (cm)	Anterior Proj. (cm)	Arc Lgth. (cm)	Volume (g)	LVC (cm)
XM2-165	10.0	9.5	3.9	5.2	165	7.6
XM2-185	10.5	10.0	4.1	5.4	185	8.0
XM2-215	11.0	10.5	4.3	5.7	215	8.4
XM2-250	11.5	11.0	4.5	6.0	250	8.8
XM2-290	12.0	11.5	4.7	6.3	290	9.2
XM2-320	12.5	12.0	4.9	6.5	320	9.6
XM2-370	13.0	12.5	5.1	6.8	370	10.0
XM2-415	13.5	13.0	5.3	7.0	415	10.4
XM2-445	14.0	13.5	5.5	7.3	445	10.8

TM M2 (M) Moderate Height (2) Moderate Projection						
TM M2-495	14.5	14.0	5.7	7.7	495	11.2
TM M2-560	15.0	14.5	5.9	8.0	560	11.6
TM M2-615	15.5	15.0	6.1	8.2	615	12.0

XM3 (M) Moderate Height (3) High Projection						
Product Code	Base Width (cm)	Height (cm)	Anterior Proj. (cm)	Arc Lgth. (cm)	Volume (g)	LVC (cm)
XM3-155	9.5	9.0	4.5	5.4	155	8.1
XM3-190	10.0	9.5	4.7	5.7	190	8.6
XM3-215	10.5	10.0	4.9	5.9	215	9.0
XM3-260	11.0	10.5	5.2	6.2	260	9.4
XM3-300	11.5	11.0	5.4	6.5	300	9.8
XM3-335	12.0	11.5	5.6	6.8	335	10.2
XM3-375	12.5	12.0	5.9	7.0	375	10.6
XM3-440	13.0	12.5	6.2	7.3	440	11.0
XM3-485	13.5	13.0	6.3	7.5	485	11.4
XM3-520	14.0	13.5	6.4	7.8	520	11.8

TM M3 (M) Moderate Height (3) Moderate Projection						
TM M3-575	14.5	14.0	6.6	8.5	575	12.2
TM M3-645	15.0	14.5	6.8	8.8	645	12.6

CoGel

by NAGÔR®

XL2 (L) Low Height (2) Moderate Projection

Product Code	Base Width (cm)	Height (cm)	Anterior Proj. (cm)	Arc Lgth. (cm)	Volume (g)	LVC (cm)
XL2-170	10.5	9.0	4.1	5.4	170	7.5
XL2-195	11.0	9.5	4.3	5.7	195	7.9
XL2-230	11.5	10.0	4.5	6.0	230	8.3
XL2-265	12.0	10.5	4.7	6.3	265	8.7
XL2-295	12.5	11.0	4.9	6.5	295	9.1
XL2-340	13.0	11.5	5.1	6.8	340	9.5
XL2-385	13.5	12.0	5.3	7.0	385	9.9
XL2-425	14.0	12.5	5.5	7.3	425	10.3

XF3 (F) Full Height (3) High Projection

Product Code	Base Width (cm)	Height (cm)	Anterior Proj. (cm)	Arc Lgth. (cm)	Volume (g)	LVC (cm)
XF3-170	9.5	10.0	4.5	5.4	170	8.5
XF3-200	10.0	10.5	4.7	5.7	200	8.9
XF3-235	10.5	11.0	4.9	5.9	235	9.3
XF3-280	11.0	11.5	5.2	6.2	280	9.8
XF3-320	11.5	12.0	5.4	6.5	320	10.3
XF3-365	12.0	12.5	5.6	6.8	365	10.7
XF3-405	12.5	13.0	5.9	7.0	405	11.1
XF3-465	13.0	13.5	6.2	7.3	465	11.5
XF3-515	13.5	14.0	6.3	7.5	515	11.8
XF3-540	14.0	14.5	6.4	7.8	540	12.2



Expansor Transitorio Con valvula integrada

by **NAGÔR®**




External Location
Device




Expansor Transitorio

Con valvula integrada

by **NAGÔR®**




TE-XM3 (M) Moderate Height (3) High Projection				
Product Code	Width (cm)	Height (cm)	Projection (cm)	Volume (ml)
TE-XM3 200	10.0	9.5	4.7	200
TE-XM3 300	11.0	10.5	5.2	300
TE-XM3 400	12.0	11.5	5.6	400
TE-XM3 500	13.0	12.5	6.2	500
TE-XM3 600	14.5	13.5	6.4	600



TE-XL3 (L) Low Height (3) High Projection				
Product Code	Width (cm)	Height (cm)	Projection (cm)	Volume (ml)
TE-XL3 300	11.5	10.0	5.4	300
TE-XL3 400	12.5	11.0	5.9	400
TE-XL3 500	13.5	12.0	6.3	500


Gluteal Implant CURVEO™ by NAGÔR®



GLT-R		Round Gluteal Implant	
Product Code	Diameter (mm) ± 2	Projection (mm) ± 2	Volume (g) $\pm 1g$
GLT-R 200	11.1	3.3	200
GLT-R 240	11.6	3.5	240
GLT-R 260	11.9	3.6	260
GLT-R 300	12.4	3.8	300
GLT-R 330	13.0	3.8	330
GLT-R 380	13.6	4.1	380



Gluteal Implant CURVEO™ by NAGÔR®



GLT-A		Anatomical Gluteal Implant		
Product Code	Height (mm) ± 2	Width (mm) ± 2	Projection (mm) ± 2	Volume (g) $\pm 1g$
GLT-A 215	13.6	9.9	2.8	215
GLT-A 285	13.9	10.9	3.3	287
GLT-A 305	14.3	11.0	3.4	305
GLT-A 345	14.5	11.4	3.6	345
GLT-A 385	15.0	11.7	4.2	385
GLT-A 440	15.2	12.1	4.6	440
GLT-A 470	15.2	12.1	4.8	470



GCA Comfort Guarantee

Ofrecemos una garantía completa y automática en todos los implantes mamarios de Nagor y Eurosilicone*

*En todos los implantes mamarios de gel de silicona implantados por un médico debidamente cualificado y con licencia de acuerdo con los procedimientos y técnicas quirúrgicos ya aceptados y en estricto cumplimiento con las instrucciones de uso de GCA que se encuentra en el prospecto del paquete de producto.

¿Qué productos están cubiertos?

Los implantes mamarios rellenos de gel de silicona.

¿Qué marcas están cubiertas?

Nagor y Eurosilicone.

¿Están cubiertos los productos implantados anteriormente?

Sí, la garantía cubre todos los implantes mamarios de Eurosilicone o de Nagor, incluidos los ya implantados.

¿Qué cubre la garantía?

En caso de rotura de uno o ambos implantes**, proporciona implantes de reemplazo sin cargo.

En caso de contractura capsular (Grado III o IV en la Escala de Baker) en uno o ambos implantes**, proporciona implantes de reemplazo sin cargo alguno.

** Consulte con su cirujano la política aplicable.

Reemplazos disponibles

Cualquier modelo, tamaño o estilo de implantes que se encuentre en el catálogo actual tanto de Nagor como de Eurosilicone.

¿La reclamación tiene algún coste?

No.

¿Cuánto dura la garantía?

Toda la vida del paciente.

NAGÔR
EUROSILICONE
Powered by:



GCA Comfort Guarantee

¿Qué información se requiere y por qué?

Necesitamos verificar que el producto implantado es de Eurosilicone o de Nagor y entender la naturaleza de la reclamación. Para realizar esto, necesitamos el modelo, el tamaño, el número de serie del lote y el motivo de la reclamación.

¿Cuánto tiempo lleva confirmar si la garantía cubre el problema?

Si se proporciona la información necesaria, podrá verificarse la reclamación de manera prácticamente instantánea.

¿La garantía cubre la rotura en cualquier etapa de la cirugía?

Sí.

¿La garantía cubre los costes de la cirugía?

No, la garantía solo cubre los implantes, no cubre los costes quirúrgicos.

¿Es necesario devolver los productos con rotura?

Sí, las Autoridades Competentes requieren que se realice una inspección y una investigación que establezca la causa de la rotura.

¿Es necesario devolver los productos que han permanecido intactos?

No, por favor, leer abajo la información que remarca los pasos que deben seguirse para los productos intactos.

Explantar producto no dañado

GC Aesthetics ha establecido un acuerdo para que los implantes mamarios de Nagor y de Eurosilicone que se han extraído, que están intactos y que están libres de defectos, no tengan que devolverse físicamente a Nagor o Eurosilicone para su posterior examen, siempre que:

1. El distribuidor/hospital/clínica/cirujano proporcione una declaración de que el dispositivo está intacto y libre de defectos.
2. Se proporcionen evidencias fotográficas del dispositivo.
3. Se cumplimente un **formulario de reclamación/queja** del cliente.

Cuando se reciba lo anteriormente mencionado, se procesará la queja de manera normal y se confirmará la garantía si corresponde hacerlo.





Notas

A faint, light orange world map is visible in the background of the notes section, showing the continents of North America, South America, Europe, and Africa.



www.gcaesthetics.com



Inscrita en Irlanda con el número 450181. Domicilio social: Suite 601,
Q_House, Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublín 18, Irlanda.

love IS LOVE



MAIL

contacto@medcorp.cl

TELEFONO

(56-2) 2951 69 36

SITIO

www.medcorp.cl

DIRECCION

Av. La Dehesa 1201, Torre Oriente, Of. 607
Lo Barnechea, Santiago de Chile